

Silla de Aluminio

Mod. STYLE Sunrise Medical.



Características del producto.

Silla de ruedas de Aluminio, plegable. Su diseño es moderno y actual. Reposabrazos y reposapiés abatibles y desmontables. Ruedas traseras desmontable neumática con radios de acero y aros de aluminio anodizados. Con tapicería de asiento y respaldo de nylon

Disponibles en diferentes anchos (entre 38 cms y 52 cms); además en colores: azul marino, verde manzana, rojo brillante y gris selenio.

Beneficio del Producto

Reposapiés giratorios

Reposapiés desmontables, y giratorios tanto hacia fuera como hacia dentro. De esta forma, pueden abatirse sin necesidad de desmontarlos, para acortar la longitud de la silla en espacios reducidos como por ejemplo en ascensores.



Reposabrazos abatibles.

Los reposabrazos son desmontables y además son también abatibles hacia atrás, para facilitar la transferencia del usuario sin necesidad de desmontarlos.



Beneficio del Producto



Pletina trasera del eje de aluminio.









Robustas fijaciones del reposabrazos al armazón, sin holguras.








Freno eficiente con empuñadura ergonómica de fácil acceso.

Dimensiones.

Asiento			Respaldo	Apoya-brazos	
					
Ancho del asiento	Alto del asiento	Profundidad del asiento	Alto del Respaldo	Alto de Apoya-brazos	Ancho del Respaldo
38, 40, 43, 46, 49 cms (*)	51 cms	41 cms	45 cms	21 cms	38, 40, 43, 46, 49, 52 cms (*)

Indicaciones generales

				
Ancho Total de la Silla abierta	Alto Total de la Silla abierta	Profundidad Total de la Silla	Ancho Total de la Silla plegada	Peso Total de la Silla
58, 61, 64, 67, 70, cms (*)	95 cms	106 cms	31 cms	13.9 Kg.

(*): Tanto el ancho del respaldo como el ancho total de la silla van a depender del ancho del asiento, ejemplo: Ancho asiento: 37 cm.; Ancho respaldo: 37 cm.; Ancho Total: 58 cm.

- Peso máximo soportado: 125 Kg.

WWW.ORTOMEDIC.CL

Julio Prado # 1665

Fono: 2698090 – 2698089

Stgo. - Chile