



Descripción del producto

- Sillas de rueda especial para niños, con marco de aluminio totalmente ajustable. La construcción ligera, plegable con sistema de cruceta.
- Ruedas traseras de 22"x13/8" con aros de aluminio y cubrerayos.
 - Ruedas delanteras de 6".
 - Respaldo y asiento con tapizado transpirable, y de tejido flexible.
 - Apoyabrazos acolchados y regulables en altura.
 - Frenos con mangos largos.
 - Empuñaduras ajustables en altura.

Características técnicas

Peso Silla:	13,5 kg
Peso máximo usuario:	80 kg
Altura asiento trasero:	43 y 45.5 cm
Altura asiento delantero:	44,5 y 47 cm
Ancho asiento:	30,5 y 35,5 cm
Profundidad asiento:	35,5 cm
Apoyabrazos	Regulable en altura
Apoyapiernas:	Regulable en altura
Reposapiés:	Inclinación ajustable
Color:	Amarillo – Azul – Fucsia.

