

Zing

Bipedestador



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

EasyStand Zing es un bipedestador pediátrico enfocado a niños, y compuesto por cuatro modelos que varían en su función postural. Cada modelo tiene una estructura de acero en caño tubular con cuatro ruedas giratorias de bloqueo, resorte de gas accionado por el pie y receptor mástil con la posición de bloqueo propenso.

Zing Supino (Posición fija)



Permite la abducción de pierna de hasta 30 grados en cada pierna. Cuenta con un ángulo ajustable, bandeja abatible que facilita transferencias y actividades.

Zing Prono (Posición fija)



Posicionamiento prono de 0 a 90 grados y también cuenta con la abducción de la pierna hasta 30 grados (60 grados bilateralmente).

Zing MPS (Múltiples posiciones)



Transición desde la posición vertical a la posición prona, sin variar los soportes de sujeción ni realizar transferencias del usuario. Ofrece hasta 30 grados (60 grados bilateral) de la abducción de la pierna independiente.

Zing Vertical (Posición fija)



Cuenta con una correa rápida acolchada para facilitar las transferencias verticales. Otorga una correcta abducción de la pierna independiente de hasta 30 grados (60 grados bilateralmente).

¡Elige el modelo ideal para el beneficio del usuario!



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura usuario:	51 – 112 cm
Peso máximo usuario:	32 kg
Altura asiento – base pie:	18 - 56 cm
Altura asiento parte superior:	10 cm
Peso silla (unidad básica):	25 kg

Para mayor información de pedido, solicite una evaluación y le orientaremos de principio a fin, para que pueda obtener el producto más adecuado a sus requerimientos y necesidades.

WWW.ORTOMEDIC.CL

Julio Prado # 1665
Fono: 2698090 – 2698089
Stgo. - Chile