



Características del producto.

Silla de ruedas de acero para transporte de personas, plegable de una apariencia muy atractiva. Reposabrazos abatibles. Reposapiés desmontables y abatibles hacia afuera. Disponible con Rueda trasera de 12" o 24" de diámetro. Tapiz de respaldo con bolsillo trasero.

**¿Necesitas una silla Económica y funcional?
U-Nurse es tu elección**

Beneficio del Producto

Reposapiés abatibles, desmontables y graduables en altura

Los reposapiés son desmontables, y además son giratorios hacia fuera. De esta manera, pueden abatirse sin necesidad de desmontarlos, para acortar la longitud de la silla en espacios reducidos como por ejemplo en ascensores. La plataforma se gradúa en altura al largo de las piernas del usuario.



Reposabrazos abatibles.

Los reposabrazos son también abatibles hacia atrás, para facilitar la transferencia del usuario.



Ruedas traseras disponible en 12" y 24.

Se encuentran disponibles en dos medidas de ruedas traseras:

- 12 pulgadas: Maciza, ideal para lugares estrechos.
- 24 pulgadas: Maciza, Con aros de propulsión, para desplazarse de manera independiente.



12"

24"



Dimensiones.

Ancho de Asiento:	43 cm
Profundidad de Asiento:	41 cm
Ancho total de la Silla:	55cm (c/ Rueda de 12”) y 62 cm (c/ Rueda de24”)
Peso:	17 Kg Aprox.
Ruedas delanteras:	200 x 50 Macizas
Color:	Azul

WWW.ORTOMEDIC.CL
Julio Prado # 1665
Fono: 2698090 – 2698089
Stgo. - Chile