



Coche de paseo

zippie®

Paraguas

Coche de línea de transporte, favorece el fácil armado y desarme junto con un peso liviano

Plegado muy sencillo y cómodo (tipo paraguas) para transportarla más fácilmente.

Silla de paseo fabricada en acero de alta resistencia.

*Respaldo reclinable
Tapicería de nylon ignífuga y respaldo reforzado con láminas de aluminio.*

Reposapiés regulable en dos alturas.

Con respaldo reclinable en 2 posiciones.

Especificaciones Técnicas

	A01	A02	A03	A04
Ancho de asiento	32 cm	36 cm	40 cm	40 cm
Profundidad de asiento	26 cm	30 cm	35 cm	35 cm
Altura de respaldo	50 cm	56 cm	62 cm	80 cm
Altura total	99 cm.	101 cm.	102 cm.	105 cm.
Ancho total	47 cm.	55 cm.	57 cm.	57 cm.
Longitud total	63 cm.	72 cm.	73 cm.	73 cm.
Altura de empuñaduras	99 cm	101 cm	102 cm	105 cm
Longitud de piernas	26 a 31 cm.	25 a 32 cm.	28 a 35 cm.	37 a 44 cm.
Reclinación de respaldo	100° a 120°	100° a 115°	90° a 105°	90° a 105°
Peso máx. soportado	50 kg.	50 kg.	50 kg.	50 kg.
Peso total	11 kg.	12 kg.	13 kg.	14 kg.

*Tolerancia ± 2

www.ortomedic.cl
ventas@ortomedic.cl
Fono: 2698090 - 2698089
Julio Prado # 1665
Stgo. - Chile

