

*Silla Neurológica
de transporte*

321



*¡Plegable
y
Transportable!*

 Breezy®
Premium products. Quality service.

*Silla neurológica fabricada con **tubos de aluminio** y **estructura plegable** para **facilitar el transporte**.*

*Con sistema de **reclinación**, diseñada para **personas que necesitan control postural** y **fácil traslado**.*

Características del producto.

Silla de ruedas de Aluminio, plegable, con respaldo reclinable y cabezal desmontable. Su diseño permite recostar al usuario. Reposabrazos desmontables. Reposapiés elevables y desmontables. Rueda trasera grande (aro 24") inflables o macizas. Ruedas delanteras de 8" macizas.

Disponibles en diferentes anchos (entre 37 cm. y 52 cm.)

**Esto se determina de acuerdo al ancho de caderas del usuario.*



**Imagen referencial*

Plegable

Estructura de aluminio con marco plegable que facilita el traslado.



Reposapiés elevables:

Los reposapiés son desmontables, y además son elevables, permitiendo graduar el ángulo de flexión de los pies hasta dejarlos completamente extendidos hacia el frente.

Respaldo reclinable:

El respaldo consta de un sistema que permite reclinarlo hasta dejar al usuario de 0 a 60° extendido sobre la silla.



Accesorios adicionales

Puedes equipar la silla con opciones con costo adicional:



Ruedas Antivuelco

Para seguridad y contención lateral mantiene una buena postura del usuario



Ejes extraíbles

Con estos ejes puedes desmontar las ruedas traseras para ganar espacio al transportar



Cinturón pélvico

Favorece una buena postura evitando la retroversión pélvica



Arnés de 4 puntas

Da seguridad ante la poca estabilidad de tronco.

**Siempre considera como accesorio adicional cojines antiescaras.*

Además, disponemos de **muchas opciones** y **adaptaciones adicionales** para **ajustar la silla a las necesidades del usuario**. **Contáctanos** para agendar una evaluación.

Especificaciones Técnicas.

Capacidad máxima carga	125 kg
Peso total	Desde 19 kg
Ancho total	Ancho de asiento + 18 cm
Longitud total	103 cm
Altura total	133 cm
Altura Respaldo	50 cm
Ancho del asiento	30, 40, 43, 46, y 49 cm
Profundidad del asiento	42 cm
Altura de asiento	52 cm
Ancho plegada	26 cm
Reclinación de respaldo	De 0° a 60°
Ruedas delanteras	8"
Ruedas traseras	24" macizas o neumáticas

***Tolerancia ± 1**

*www.ortomedic.cl | ventas@ortomedic.cl | Fono: 222698090 - 222698089
Julio Prado # 1665, Ñuñoa | Santiago - Chile*

