

Silla Neurológica

Relax²



*¡Muy adaptable
y
Muy cómoda!*

 **Breezy**[®]
Premium products. Quality service.

Silla postural con sistema de **basculación** y **reclinación** mediante bombines hidráulicos que suavizan el movimiento de los cambios de posición en el seating (conjunto asiento y respaldo).

Diseñada para **personas que pasan largos periodos de tiempo sentados** y que necesitan ante todo **control postural** y **posicionamiento**.

Características y Beneficios del producto.

Materiales de gran calidad:

Estructura de aluminio con base de asiento acolchado de espuma viscoelástica, aporta gran comodidad y cuidado antiescara, con funda Dartex, anti-incontinencia y fácil de limpiar.

Basculación:

Al bascular la silla se mueve todo el sistema del asiento. Permite una basculación entre 0° y 25°, para realizar cambios posturales con el propósito de favorecer la reducción de la presión y la prevención de escaras.



Aumenta el confort en la sedestación

Mejora el sistema cardiovascular

Favorece la digestión

Mejora de la ventilación pulmonar

Reduce el riesgo de formación de escaras

Alivio del dolor por cambios en la postura



Reclinación:

Al reclinar la silla se mueve la angulación del respaldo. El sistema permite ajustarla entre 0° y 35°

Muy ajustable

Relax es una silla que **se ajusta perfectamente** a las necesidades del usuario:

Tres anchos de asiento: Disponible en 38, 43 y 48 cm.

**Esto se elige de acuerdo al ancho de caderas del usuario*

Profundidad y altura de asiento

Profundidad graduable de 42 a 50 cm.
Altura de 45 a 50 cm.
Ajustes realizados por nuestros técnicos de acuerdo a la estatura del usuario



Elevación de apoyapiés

Ajuste en ángulo rápido y fácil. Pantorrillera acolchada y ajustable. Plataforma graduable en ángulo



Ruedas antivuelco

De seguridad, desmontables y ajustables en altura para subir cunetas o pendientes sin interferencias



Altura y profundidad de reposabrazos

Desmontables.
Ajuste rápido y fácil.
En altura de 20 a 33 cm.



Altura de respaldo

De 55 57,5 y 60 cm.
También puedes regular la altura de empuñaduras



Cabezal multiajustable

En angulación, en profundidad, en altura y lateralmente



Accesorios adicionales

Puedes equipar la silla con opciones con costo adicional:



Soportes Laterales

Para seguridad y contención lateral mantiene una buena postura del usuario



Cabezal anatómico

Obtén mayor contención y apoyo de cabeza



Cuña abductora

Separa las piernas para ubicarlas en la posición adecuada



Apoyabrazos acanalados

Permite abatirlos horizontalmente y mantiene los brazos en las almohadillas. Ideal para usuarios hemipléjicos



Cinturón pélvico

Favorece una buena postura evitando la retroversión pélvica



Arnés de 4 puntas

Da seguridad ante la poca estabilidad de tronco.

Además, disponemos de **muchas opciones** y **adaptaciones adicionales** para **ajustar la silla a las necesidades del usuario**. **Contáctanos** para agendar una evaluación.

Especificaciones Técnicas.

Capacidad máxima carga	130 Kg
Peso total	Desde 34 kg
Ancho total	Ancho de asiento + 19 cm
Longitud total	111 cm
Altura total	115 cm
Altura Respaldo	Ajustable en 55 57,5 y 60 cm
Ancho del asiento	38, 43 y 48 cm
Profundidad del asiento	Regulable de 42 a 50 cm
Altura de asiento	De 45 a 50 cm
Basculación de asiento	De 0° a 25° o de -3° a 22°
Reclinación de respaldo	De 0 a 35°
Altura de apoyabrazos	De 20 a 33 cm
Ruedas delanteras	Goma sólida de 8''
Ruedas traseras	Extraíbles. Goma sólida de 24''

*Tolerancia \pm 1

*www.ortomedic.cl | ventas@ortomedic.cl | Fono: 222698090 - 222698089
Julio Prado # 1665, Ñuñoa | Santiago - Chile*

