



Bastón Canadiense

Infantil, Modelo 125



Características del producto.

Bastón confeccionado en aluminio, muy resistente y ligero. Su empuñadura se encuentra recubierta de espuma para evitar dolores y marcas en la mano. Regulable en la parte inferior (para el alargamiento del bastón).

Está diseñado para personas que no sobrepasen una altura de 1,30 mts y un peso inferior a 50 Kg.



Especificaciones Técnicas

Regulación de altura (Desde la codera hasta el suelo)	62-82 cm
Peso máximo de usuario	50 Kg



Julio Prado # 1665
Fono: 2698090 - 2698089
Stgo. - Chile