



Andador de interior Modelo Dinamico.

Este andador es ideal para rehabilitar la marcha.

Tiene una ventaja adicional sobre el resto de productos, nos referimos a su gran estructura base que permite un espacio lo suficientemente grande para que las piernas no se golpeen en su primera etapa de la rehabilitación.

Su estructura de acero ofrece una gran solidez. Se ajusta en altura de acuerdo al crecimiento del niño.



Características

Ajustable en altura

Permite graduar la altura del andador en un gran rango de hasta 35 cm (dependiendo la talla del andador), permitiendo que el andador vaya creciendo con el niño (en la medida que lo requiera).



Soportes de sujeción acolchados

Los soportes tanto axilares como pélvicos son acolchados, con el fin de evitar lesiones de golpes.



Calzón de fácil montaje e ingreso posterior seguro

El ingreso posterior a través de los soportes de sujeción es muy fácil y seguro gracias a su sistema de fijación. Por otra parte el calzón de contención se sujeta a través de hebillas plásticas de rápida fijación.



Ruedas Macizas con sistema de bloqueo

Sus ruedas están elaboradas de goma blanda que se adhieren a cualquier superficie sin dañarlas; al ser macizas no hay riesgos de pinchar. Por otra parte sus frenos en las cuatro ruedas brindan total seguridad.



Accesorios

Este andador incorpora accesorios que se pueden adicionar (No se incluyen en el precio del andador):



Separador de pies



Soporte de brazos



Abductor de piernas



Mesa Acrílica

Especificaciones Técnicas

	Talla 1	Talla 2	Talla 3	Talla 4	Talla 5
Ancho total:	66 cm	66 cm	66 cm	71 cm	77 cm
Longitud total:	79 cm	84 cm	88 cm	95 cm	106 cm
Altura soporte pélvico:	44 a 60cm	66 a 82cm	77 a 102cm	85 a 112 cm	98 a 120cm
Altura soporte Axilar:	52 a 70cm	77 a 95cm	89 a 116cm	92 a 126cm	108 a 138cm
Circunferencia soporte Axilar:	65 cm	75 cm	85 cm	110 cm	120 cm
Peso:	12 Kg	14,6 Kg	15,6 Kg	17 Kg	19,7 Kg
Peso máximo usuario:	55 Kg	70 Kg	85 Kg	100 Kg	115 Kg

(Consulte disponibilidad de tallas en Stock)

WWW.ORTOMEDIC.CL
Julio Prado # 1665
Fono: 2698090 - 2698089
Stgo. - Chile