



Coche Lightning



El coche Lightning es liviano, diseñado con una base pediátrica muy configurable con un rango de crecimiento brindando acompañamiento al usuario a lo largo de su evolución.

Es un vehículo innovador, construido específicamente pensando en resistencia y facilidad de transporte, debido a su sencilla operatividad de ensamblar y plegar. ¡Una amplia variedad de complementos y accesorios adicionales para hacer del Lightning una elección sorprendentemente brillante!

Finalmente no podemos omitir que es el único en el mundo fabricado en Aluminio 7000!

Características


Plegable.

Totalmente reducible de manera rápida y sin grandes complicaciones, facilitando la vida de los padres para los transportes en vehículo.



Resistente.

Fabricado en aluminio 7000, que lo hace único en su serie. Resistente y liviano, certificado con CRASHTEST.



Rango de crecimiento.

Ajustable en profundidad de asiento con sistema de botones, apoyapiés graduables en altura mediante fijador, rede acuerdo al crecimiento del niño.



Plataforma de pies independientes ajustables.

Para obtener el mejor posicionamiento de los pies el Lightning tiene sus plataformas independientes y cada una de ellas regulables en profundidad e inclinación por deformidad de extensión plantar (pie equino o equinovaro).



Accesorios Opcionales



SE

SOPORTE DE CABEZA



SE

EXTENSIÓN DE CABEZAL



SE

SOPORTE DE TRONCO SIMPLE



SE

SOPORTE DE TRONCO DOBLE



KIT DE REDUCCIÓN DE PROFUNDIDAD DE ASIENTO



SE

CAPOTA



SE

ARNÉS DE SUGESIÓN



KIT DE ALARGAMIENTO DE PROFUNDIDAD DE ASIENTO



SE

FIJACIÓN DE TOBILLO Y TALÓN



GANCHOS DE SEGURIDAD



MESA ACRÍLICA

Cuadro de Especificaciones técnicas

	TAMAÑO 1	TAMAÑO 2	TAMAÑO 3
ALTURA MANIJA DE EMPUJE A PISO	91,44 cm	91,44 cm	96,52 cm
ANCHO ASIENTO SIN TUBO	27,94 cm	35,56 cm	38,1 cm
ANCHO TOTAL DEL ASIENTO	32,385 cm	40,005 cm	42,545 cm
ANCHO TOTAL DE LA SILLA	49,53 cm	60,96 cm	63,5 cm
ESPACIO INTERNO DE APOYA BRAZOS	34,29 cm	41,275 cm	44,45 cm
PROFUNDIDAD DE ASIENTO REGULABLE	25,4 A 30,5 cm	30,5 A 35,6 cm	40,6 A 45,7 cm
ANGULO DE ASIENTO	30°	30°	30°
ALTURA DE RESPALDO SIN EXTENCION	48,895 cm	60,96 cm	62,865 cm
REGULACION DE ASIENTO A REPOSAPIES	2,54 cm	2,54 cm	2,54 cm
ANGULO DE RESPALDO RESPECTO AL ASIENTO	85,90,95°	85,90,95°	85,90,95°
DIMENSIONES SILLA PLEGADA	48,8 X 48,8 X A64,7	60 X 48,8 X A69,8	63,5 X 51,4 X A71
CAPACIDAD DE PESO	34 kgm	45 kgm	68 kgm
PESO DE LA SILLA	11,3 kgm	12,2 kgm	12,7 kgm
COLORES	rojo/azul	rojo/azul	rojo/azul
RUEDAS DELANTERES DIAMETRO	15,2 cm	15,2 cm	15,2 cm
RUEDAS TRASERAS DIAMETRO	25,4 cm	25,4 cm	25,4 cm
EXTENSION DE RESPALDO	15,24 cm	15,24 cm	15,24 cm
LONGITUD TOTAL DE LA SILLA CON APOYA PIES	96,52 cm	106,68 cm	111,76 cm
LONGITUD TOTAL DE LA SILLA SIN APOYA PIES	78,74 cm	88,9 cm	93,98 cm
ESTRUCTURA EN TUBO ALUMINIO DE	22,22 mm	22,22 mm	22,22mm

WWW.ORTOMEDIC.CL

Julio Prado # 1665

Fono: 2698090 - 2698089

Stgo. - Chile