



*Coche Infantil*

Special  
**tomato**



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El coche plegable para niños con necesidades especiales viene con accesorios para viaje, traslados y posicionamiento incluidos. ¡Todo por un precio accesible! El coche tiene marco ligero de aluminio y pesa sólo 10 kg.

El coche Tomato está pensado en niños con necesidades básicas de posicionamiento. Ofrece apoyos con control lateral de tronco, soporte de cabeza y soporte anterior de tronco. Niños con padecimientos como parálisis cerebral, mielo meningocele, síndrome de Down u otra alteración que afecte el movimiento y la postura podría ser una opción que facilite el cuidado, evite deformaciones y permita un traslado seguro y fácil para quienes lo utilicen.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El coche viene con una gama de accesorios haciéndolo muy completo.



### Laterales

Asiento y laterales traseros acolchados para un mejor posicionamiento y comodidad del niño. Evita la rotación e inclinación de la cabeza hacia los lados.

### Almohada Para Cabeza

Almohada acolchonada para cabeza que ayuda al niño a sostener la cabeza de forma cómoda.



### Reclinación disponible

Reclinación disponible con respaldo de ángulo regulable (de 25 grados a 75 grados desde la posición vertical).

### Capota

Capota para Sol.



### Bolso bajo asiento

Incorpora un bolso para cosas ligeras.



### Arnés de 5 Puntos

Arnés de 5 Puntos de envoltura confortable con correa torácica y almohadillas para hombros. Este arnés le da soporte anterior al tronco evitando la inclinación hacia adelante, es un accesorio muy útil para pequeños con falta de control de tronco. Las almohadillas evitan que se lastime el pequeño con el borde de las cintas.

### Plegable para su transporte

Su plegado es de manera compacta para transporte. (No hace falta retirar las ruedas traseras para plegarlo)



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Medidas
Peso Máximo del Usuario	41 kg
Ancho del Asiento	36 cm
Ancho de los asientos con los cojines en el punto más estrecho	22.9 cm
Profundidad del Asiento	30.5 cm
Altura del Respaldo	61 cm
Del asiento al espacio para los pies - Solo coche	33 cm
Del asiento al espacio para los pies - con Fundas Tamaño 1 o 2	38 cm
Del asiento al espacio para los pies - con Asiento Tamaño 1	41 cm
Del asiento al espacio para los pies - con Asiento Tamaño 2	43 cm
Altura de Manija al Suelo	76 - 107 cm
Altura de Manija al Suelo - grados	+60 a -65 Grados
Ángulo de Espacio para Pies al Suelo	+15 a -55 Grados
Rango de Reclinación del Respaldo	25° - 75 °
Dimensiones Armado	114cm Alt x 61cm An x 117cm Prof
Dimensiones Plegado	41cm Alt x 46cm An x 81 cm Prof
Peso Completo	10 kg
Diámetro de Rueda (Delantera y Trasera)	22.9 x 27.9 cm

**Orto-Medic.**

Un mundo de soluciones para hacer la vida más fácil.

[WWW.ORTOMEDIC.CL](http://WWW.ORTOMEDIC.CL)

Julio Prado # 1665

Fono: 2698090 – 2698089

Stao. - Chile