



# Cojín giratorio



## Descripción del producto

Presentamos el cojín marca Carex, compuesto de una almohadilla acolchada de espuma y con forma de picarón, que reduce la presión sobre la columna vertebral y el coxis. Además su función giratoria le permitirá ubicar la posición ideal para desenvolverse cómodamente. Es un cojín conveniente para su uso en el automóvil, ayudándole a entrar y salir fácilmente de él.

## Características técnicas

<b>Material:</b>	Espuma alta densidad
<b>Peso máximo:</b>	136 kg
<b>Peso del producto:</b>	1,13 kg
<b>Alto:</b>	5,51 cm
<b>Ancho:</b>	40 cm
<b>Profundidad:</b>	40 cm
<b>Color de funda:</b>	Azul
<b>Funda extraíble:</b>	Sí

**Para mayor información de pedido, solicite una evaluación y le orientaremos de principio a fin, para que pueda obtener el producto más adecuada a sus requerimientos y necesidades.**

[WWW.ORTOMEDIC.CL](http://WWW.ORTOMEDIC.CL)  
Julio Prado # 1665  
Fono: 2698090 – 2698089  
Stgo. - Chile