

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DOMUS³

Domus 3 es un colchón antiescaras diseñado para la prevención y terapia de úlceras de grado III. Ideal para personas que pasan gran parte de su tiempo en la cama.

Su terapia consiste en alternar la presión del colchón, donde las celdas individuales se inflan y desinflan redistribuyendo la presión en ciclos de 9,6 minutos. De esta manera el colchón se ajusta eficazmente al paciente, y las úlceras se tratan mucho mejor. También posee una función estática que facilita el reposicionamiento y las transferencias del paciente, para cuando se necesite. Dispone de celdas ventiladas en la zona del sacro que regula el calor y la humedad y a la vez reduce la maceración de la piel.

El compresor dispone de un regulador en función del peso del paciente (de 40 a 180 kilos). Además es ergonómico, de fácil uso y limpieza. Dispone de una alarma visual de baja presión que aumenta la seguridad del paciente.



Incorpora una válvula CPR para facilitar la reanimación en caso de parada cardiorrespiratoria.

La funda está fabricada de nylon/PU con partículas de plata, que otorga una protección antibacterial, y protege al usuario de neumonía, una de las enfermedades de alto riesgo para pacientes postrados. También es resistente al agua, permeable al vapor, y retardante al fuego.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Colchón

Material de la base:	Nylon/PVC con CPR (17 celdas tubulares)
Alto:	12,7 cm
Ancho:	85 cm
Largo:	200 cm
Peso:	5,6 kg
Peso máximo usuario:	180 kg
Funda:	Nylon/PU

Compresor

Alto:	8,5 cm
Ancho:	12,5 cm
Largo:	25 cm
Voltaje:	AC 220-240V, 50 Hz
Flujo de aire:	8 litros por minuto
Rango de presión:	30-80 mm Hg
Ciclo temporal:	9,6 minutos
Peso:	2,2 kg

Para mayor información de pedido, solicite una evaluación y le orientaremos de principio a fin, para que pueda obtener el producto más adecuada a sus requerimientos y necesidades

WWW.ORTOMEDIC.CL
Julio Prado # 1665
Fono: 2698090 – 2698089
Stgo. - Chile