



# Bastón Canadiense

Infantil, Mod. Safe in Kids

**Nuevo**

## Características del producto.


Este bastón canadiense de procedencia Alemana, está confeccionado en aluminio, con un sistema de graduación de altura en la parte superior (para la codera), como de la parte inferior (para el alargamiento del bastón), a través de botones. Cuenta con codera movable que permite tener la libertad de usar sus manos en un momento de la marcha, sin tener que preocuparse de dejar el bastón apoyado en alguna parte (como lo muestra la imagen siguiente).

Su diseño pensado en niños lo hace muy atractivo, y soporta un peso máximo de 100 Kg.



## Especificaciones Técnicas

Regulación parte superior (Desde la codera hasta el puño)	18-23 cm.
Regulación parte inferior (Desde el puño hasta el suelo)	48-70 cm
Peso máximo de usuario	100 kg.



[WWW.ORTOMEDIC.CL](http://WWW.ORTOMEDIC.CL)

Julio Prado # 1665

Fono: 2698090 - 2698089

Stgo. - Chile