



EasyStand

Evolv

Bipedestador



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Con más de 50 posiciones y configuraciones, el Easy Stand Evolv es el bipedestador más modular que existe. Es ajustable para múltiples usos y se acomoda al crecimiento de los adolescentes. Opciones como respaldo rebatible, soporte anterior rebatible, silla de transferencias y con rotación, pueden ser adicionadas para adaptarse a las necesidades del usuario.



1. *Opción de respaldo. Más de 50 disponibles.*
2. *Ajuste preciso del ángulo del respaldo.*
3. *Ruedas de apoyo con traba.*
4. *Placa para pies con traba.*
5. *Base modular.*
6. *Almohadilla para rodillas ajustable y elevable.*
7. *Ajuste de profundidad de asiento sin herramientas.*
8. *Soporte de pelvis.*
9. *Soporte laterales de tronco*

Provee de una segura y sostenida transición del sentado al parado, permitiendo al usuario pararse en tres simples pasos, además puede hacerlo sin ayuda con el actuador hidráulico o la opción eléctrica del Power Up Lift.

Cuando se está posicionado correctamente el asiento provee un máximo estiramiento desde el centro, imitando estratégicamente los puntos del eje natural del cuerpo. Con esto más la amplia cantidad de soportes, se logra permanecer en la misma posición tanto en sentado como en parado, sin esforzar innecesariamente los músculos.



❖ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Mediano	Grande	ExtraGrande
Altura usuario:	122 – 168 cm	152 – 188 cm	183 – 209 cm
Peso máximo usuario:	90 kg	127 kg	159 kg
Altura asiento – base pie:	28 – 46 cm	36 – 53 cm	43 - 58 cm
Profundidad de asiento:	36 – 48 cm	41 – 53 cm	48 – 61 cm
Separación entre rodilleras:	23 cm	23 cm	23 cm
Profundidad rodillera – eje:	9 – 15 cm	9 – 15 cm	12 – 18 cm
Profundidad mesa – eje:	0 – 27 cm	0 – 27 cm	3 – 28 cm
Tamaño (cuadrado) total:	64 x 84 cm	64 x 84 cm	69 x 95 cm
Peso silla:	46 kg	47 kg	51 kg

Para mayor información de pedido, solicite una evaluación y le orientaremos de principio a fin, para que pueda obtener el producto más adecuado a sus requerimientos y necesidades.

WWW.ORTOMEDIC.CL
 Julio Prado # 1665
 Fono: 2698090 – 2698089
 Stgo. - Chile