




## Cojín antiescara de Flotación Seca

### STANDARD CONTOUR CUSHION



Presentamos una nueva línea de cojines.

El cojín Standard Contour se encuentra disponible en dos alturas:

- **8 cm:** Está indicado para personas que requieran un cojín cuya altura ofrezca un alto nivel de protección, tratamiento tisular; y que al mismo tiempo facilite el traspaso entre el cojín y otras superficies. La altura de 8 cm de las celdas del cojín ha demostrado ser especialmente idónea en pacientes pediátricos por la profundidad de inmersión que se logra con este cojín, y que se traduce en elevados niveles de prevención y tratamiento de afecciones de los tejidos. A esto se suma una altura moderada de sus celdas y que lo convierten en la opción más adecuada al perfil pediátrico.
- **5 cm:** Está indicado para personas activas capaces de alternar el peso por sí solas o para quienes presentan bajo riesgo de padecer úlceras por presión. Asimismo, este Perfil Bajo es la opción perfecta para los amantes del deporte, ya que ofrece una superficie de sedestación adaptable a sillas de uso diario, sillas deportivas y demás equipos para la práctica de deportes.

**Fabricado 100% neopreno libre de látex con funda de tela ignífuga.**

#### Zonas de Presión:

2 Válvulas bilaterales (disponible en cojín de 8 cm)



1 Válvula (disponible en cojín de 5 cm)



#### Dimensiones disponibles:

| Anchura | Profundidad |
|---------|-------------|
| 14"     | 16"         |
| 16"     | 16"         |
| 18"     | 16"         |

[WWW.ORTOMEDIC.CL](http://WWW.ORTOMEDIC.CL)

Julio Prado # 1665

Fono: 22698090 – 22698089

Stgo. - Chile