

**Orto - Medic**  
www.ortomedic.cl

## Cojín antiescara de Flotación Seca



Presentamos una nueva línea de cojines.

El cojín StarLock es la solución más avanzada para problemas posturales extremos ya que combina una estabilidad sin precedentes junto con los más altos niveles terapéuticos para la prevención y el tratamiento de escaras que cabría esperar de un producto Star Cushion.



Fabricado 100% neopreno libre de látex con funda de tela ignífuga y con un sistema de bloqueo que permite aislar comunicación de aire entre las celdas, entregando un contorneado de posicionamiento único, de acuerdo a forma anatómica del usuario.

A demás el sistema de bloqueo de celdas brinda la posibilidad de aislar zonas de contacto de alto riesgo en la piel (dejando celdas sin aire), de esta forma evitar la presión de contacto sobre dicho lugar.

Agregando aún más a las ventajas ya mencionadas, el StarLock permite que ante un pinchazo de alguna celda, esta se puede aislar y seguir utilizando el cojín hasta dar solución a la necesidad.

**Se puede dar el contorno que se requiera:**



### **Dimensiones disponibles:**

<b>Anchura</b>	<b>Profundidad</b>
<b>14"</b>	<b>16"</b>
<b>16"</b>	<b>16"</b>
<b>18"</b>	<b>16"</b>

\* Altura disponible 10 cm

[WWW.ORTOMEDIC.CL](http://WWW.ORTOMEDIC.CL)

Julio Prado # 1665

Fono: 22698090 – 22698089

Stgo. - Chile