



Cojín antiescara de Flotación Seca



Presentamos una nueva línea de cojines




El Galaxy es un cojín 100% neopreno libre de látex con funda de tela ignífuga que combina la tecnología de aire (Flotación celular) con un diseño de contorno.

Uno de los grandes conflictos en cojines

antiescaras se encontraba en la estabilidad de postura sedente con aquellos usuarios que requieren máxima protección, propensos a formar escaras. AHORA con el Galaxy posicionar y brindar máxima protección se puede lograr gracias a su diseño patentado de contorno que se ajusta a la anatomía del cuerpo, alineando pelvis para una perfecta postura.

Disponible con 2 y 4 válvulas para compensar las diferencias musculares en la zona de contacto, y de esta forma lograr una correcta alineación.

Zonas:



2 Válvulas Bilateral 4Válvulas 4 secciones

Dimensiones disponibles:

Anchura	Profundidad
14"	16"
16"	16"
18"	16"

WWW.ORTOMEDIC.CL

Julio Prado # 1665

Fono: 22698090 – 22698089

Stgo. - Chile