



Sunrise Medical

Sopur Friend

Su nueva amiga





Sunrise Medical

Sopur Friend

La silla que irá creciendo a su lado

Estructura de aluminio, robusta y resistente, con multitud de ajustes.

Se adapta a las necesidades del niño en cada momento





Sunrise Medical

Friend - Ajustes

Ajustes múltiples

para adaptarse a las necesidades del niño

- ♥ Asiento ajustable en ángulo y altura
- ♥ Asiento con crecimiento en profundidad
- ♥ Plataforma única ajustable en altura, profundidad y ángulo
- ♥ Empuñaduras regulables en altura
- ♥ Respaldo ajustable en altura
- ♥ Reposabrazos ajustable en altura
- ♥ Tapicería de asiento y respaldo ajustable en tensión
- ♥ Ruedas traseras multiposición





Sunrise Medical

Friend - Ajustes

Asiento ajustable en altura y ángulo






Sunrise Medical

Friend - Ajustes

Asiento ajustable en altura y ángulo





Sunrise Medical

Friend - Ajustes

Asiento ajustable en altura y en ángulo

Ruedas delantera	Altura asiento	Posición,		Angulo	Posición del eje	Longitud inferior de pierna	Posición del chasis
		Rueda trasera	rueda delantera				
5"	44,5	1	1.1	2,5°	2	18-28 / 36	4 / 3
5"	47	4	2.1	2,5°	2	18-28 / 32-39 / 35	4 / 1 / 3
5"	50	2	3.1	2,5°	2	38-39	1
6"	43	3	1.2	2,5°	2	18-28 / 36 / 38 / 40	4 / 3 / 2 / 1
6"	45,5	1	1.1	2,5°	2	18-28 / 36	4 / 3
6"	48	4	2.1	2,5°	2	18-28 / 36	4 / 3
6"	50,5	2	3.1	2,5°	2	18-28 / 36	4 / 3
7" neumáticas	46	1	1.1	0°	1	18-28 / 37 / 40	4 / 2 / 1
7" neumáticas	48,5	4	2.1	2,5°	2	18-28 / 37 / 40	4 / 2 / 1
7" neumáticas	51	2	3.1	2,5°	2	18-28 / 37 / 40	4 / 2 / 1

Posición de la rueda delantera	Posición de la rueda trasera	Posición del chasis



Sunrise Medical

Friend - Ajustes

Asiento con crecimiento en profundidad





Sunrise Medical

Friend - Ajustes

Plataforma reposapiés



Ajustable en altura

Ajustable en ángulo

Ajustable en profundidad





Sunrise Medical

Friend - Ajustes

Empuñaduras regulables en altura





Sunrise Medical

Friend - Ajustes

Respaldo ajustable en altura





Sunrise Medical

Friend - Ajustes

Reposabrazos regulables en altura





Sunrise Medical

Friend - Ajustes

Tapicería ajustable en tensión





Sunrise Medical

Friend - Ajustes

Frenos





Friend - Datos técnicos

- ❁ Tallas: 30x 32 cm.; 36 x 36 cm.
- ❁ Altura del respaldo – Ajustable de 35 a 40cm
- ❁ Altura de asiento - De 43 cm a 51 cm (ajustable)
- ❁ Ruedas Traseras neumáticas de 22" (550 mm.)
- ❁ Ruedas delanteras anchas de 6" (150 mm.) con macizo blando





Sunrise Medical

Friend - Características

Equipamiento standard:

- Reposabrazos regulables en altura con protectores de aluminio.
- Empuñaduras ajustables en altura
- Ruedas delanteras de 6" (150 mm.) anchas.
- Ruedas traseras de 22" (550 mm.) neumáticas



Color: amarillo Ral 1018

Opciones: Ruedas antivuelco

