

Silla de Aluminio

Mod. 312 Sunrise Medical.



Características del producto.

Silla de ruedas de Aluminio, plegable. Su diseño es moderno y actual. Reposabrazos abatibles y además desmontables. Reposapiés desmontables y giratorios también hacia dentro. Rueda trasera de 12" de diámetro.

Disponibles en diferentes anchos (entre 37 cms y 52 cms); además en colores azul, rojo o gris plata metalizados.

¡ Liviana, 13 Kg completa !

Beneficio del Producto

Reposapiés giratorios hacia adentro

Los reposapiés son desmontables, y además son giratorios tanto hacia fuera como hacia dentro. De esta forma, pueden abatirse sin necesidad de desmontarlos, para acortar la longitud de la silla en espacios reducidos como por ejemplo en ascensores.



Reposabrazos abatibles.

Los reposabrazos son desmontables y además son también abatibles hacia atrás, para facilitar la transferencia del usuario sin necesidad de desmontarlos.



Ruedas traseras de 12”.

Las ruedas traseras son de 30.5 cms de diámetro, inflables, ideal para el traslado de personas por lugares estrechos como pasillos, etc.



- Los desenclavadores de los reposapiés y los reposabrazos son cómodos, muy amplios y de fácil acceso para el usuario.





- Colores metalizados: Está disponible además de en color gris plata y en elegantes y discretos colores como son azul y rojo metalizado.



Dimensiones.

Asiento		Respaldo		Apoya-brazos	
Ancho del asiento	Alto del asiento	Profundidad del asiento	Alto del Respaldo	Alto de Apoya-brazos	Ancho del Respaldo
37, 40, 43, 46, 49, 52 cms (*)	51 cms	41 cms	45 cms	21 cms	37, 40, 43, 46, 49, 52 cms (*)

Indicaciones generales



Ancho Total de la Silla abierta	Alto Total de la Silla abierta	Profundidad Total de la Silla	Ancho Total de la Silla plegada	Peso Total de la Silla
53, 56, 59, 62, 65, 68 cms (*)	95 cms	96 cms	27 cms	13 Kg.

(*): Tanto el ancho del respaldo como el ancho total de la silla van a depender del ancho del asiento, ejemplo:

Ancho asiento: 37 cm.; Ancho respaldo: 37 cm.; Ancho Total: 53 cm.

- Peso máximo soportado: 120 Kg.

WWW.ORTOMEDIC.CL

Julio Prado # 1665

Fono: 2698090 – 2698089

Stgo. - Chile